


¿Qué pasa cuando se retira una **AGUJA HUBER** de un **Dispositivo Totalmente Implantado**?

USANDO EL CLAMP




**PRESIÓN POSITIVA
CON LA AGUJA HUBER**

El catéter está **totalmente purgado**



**CLAMPAJE DEL PROLONGADOR
DE LA AGUJA HUBER**

El uso del clamp **impide** el paso de suero



**RETIRADA DE
LA AGUJA HUBER**

Efecto de **aspiración** en la punta del catéter

* Desplazamiento de la membrana que provoca el reflujo de sangre en el catéter. Cuando vuelve a su posición, la sangre vuelve hacia la vena pero queda un residuo notable en la punta.